

Tillbehör



Benkudde "halvcylinder". Längd: 45/55 cm. Höjd: 10 cm. Bredd: 21 cm.



Benkudde "limpa". Längd: 45/60 cm. Höjd: 14 cm. Bredd: 18 cm.



Benkudde "cylinder". Längd: 45/55 cm. Diameter: 21 cm.



Nackkudde med resårband. 38x25 cm LxB, 10/6 cm hög.



Mjuk ansiktsskudde till modell MA:s ansiktshål.



Sidostöd, par. Breddar bänken med ca 10 cm/sida.



Justerbara armstöd höj-, sänk- och vridbara (huvudstöd ingår ej). Dynor: 40x15 cm.



Huvudstöd, inkl kudde och armvagg. Ställbart, infällbart vid transport av bänk. Ingår i TE, passar även MA/ZON.



Förlängare till modell LÄTT.



Väska med handtag, axelrem och förvaringsficka. Passar MA/TE/ZON. Finns för bredderna 45-60.



LÄTTA Bänkarnas ram är av vitlackerad aluminium.

STABILA Konstruktionen med kraftiga rördimensioner och långsgående stag gör bänkarna mycket stabila. Låsringarna ökar säkerheten ytterligare.

SLITSTARKA OCH PÅLITLIGA Vi får regelbundet höra om bänkar från vårt första tillverkningsår, 1989, som fortfarande är både i god form och i bruk. Våra bänkar används av tiotusentals terapeuter världen över, alltifrån hemmamassörer till landslagets terapeuter.

SMIDIGA Bänkarna är mycket enkla att fälla upp och ihop.

ANVÄNDARVÄNLIGA Bänkarna har endast två benpar, vilket ger terapeuten fritt utrymme för sina ben under bänken vid behandling. Höjden är reglerbar för att möjliggöra rätt arbetsställning. Enkelt reglerbara funktioner.

FLEXIBILITET Möjlighet finns att komplettera bänken med ett antal tillbehör och, inte minst, Tarsus unika elektriskt eller hydrauliskt reglerbara underrede, som ursprungligen togs fram på önskemål av fotbollslandslagets terapeuter vid VM -94, laget som grävde guld i USA.

KVALITET är ett honnörsord för oss som vi vill ska genomsyra hela företaget. Vår ambition är att du ska känna av detta från din första kontakt med oss och framåt.

SERVICEINRIKTADE Ringer du till oss med förfrågningar och önskemål så gör vi allt för att lösa det.

UTVECKLING På Tarsus finns både sjukgymnast och massörer, som tillsammans med ledande skolor och terapeuter utvecklar produkterna.

I VÅRT SORTIMENT finns även våra Fysiobänkar (stationära elektriskt eller hydrauliskt höj- och sänkbara bänkar), bordsmassageset, sadelstolar, anatomiplanscher mm. Kontakta oss gärna så skickar vi dig mer information om dessa produkter.

Välkommen till vår värld av behandlingsbänkar!



Behandlings-
bänkar
BÄRBARA



MADE IN SWEDEN

Våra bärbara bänkar...

- har stativ av aluminium.
- är justerbara i höjd 60-80 cm (LÄTT: 50–60 cm). MA, TE och ZON finns även i höjderna 70-90 cm mot prilllägg.
- har 10 års garanti på stativet (övriga detaljer 2 år). Gäller vid normalt användande.
- är lätta, MA och TE väger ca 13 kg, ZON ca 15 kg (gäller 55 cm bredd), LÄTT väger bara ca 9 kg!
- har dynor klädda i konstläder med 4 cm stoppning (ZON 6 cm). Flertalet färgmöjligheter.



Nu kan vi även erbjuda svartlackat chassi på våra Tarsusbänkar!



Modell MA har ett ansiktshål direkt i bänkens liggplan. MA kan kompletteras med samtliga tillbehör.

Bredder: 45, 50, 55, 60 och 70 cm.
Längd: 190 cm (95 cm ihopvikt).



Modell TE har ett infällbart huvudstöd som ej behöver monteras av vid transport. Huvudstödet är steglöst justerbart i vinkel. Den formbara kudden är flyttbar längs huvudstödet och det underliggande armstödet är reglerbart i höjd. Detta möjliggör flertalet inställningsmöjligheter för terapeuten och ger patienten en mycket skön liggkomfort. Modell TE kan, liksom MA, kompletteras med samtliga tillbehör.

Bredd: 45, 50, 55, 60 och 70 cm.
Längd: 190 cm inkl. huvudstödet (80 cm ihopvikt).



Modell LÄTT är en ultraportabel manipulationsbänk för dig som kräver maximal mobilitet. Främst för naprapater och kiropraktorer.

Extremt låg vikt, ca 9 kg, och komprimerade mått gör den idealisk för dig som oftast är på resande fot. Samma stabila huvudstöd som på modell TE för maximal säkerhet ingår, liksom väska med ryggströmsremmar och sidostöd. Stadig, inget stabiliseringsstag eller vajrar behövs. Standardfärg på chassit är svart.

Bredd: 50 cm.
Längd: 160 cm (65 cm ihopvikt)
Höjd: 50-60 cm

Tillval: Förlängare +20 cm



Modell ZON med det uppfällbara ryggstödet tillför ytterligare en dimension för terapeuten. Det mycket stabila ryggstödet regleras i sju steg, 0–48°. ZON kan kompletteras med samtliga tillbehör.

Bredd: 60 cm.
Längd: 190 cm (95 cm ihopvikt).
Ryggstöd: 65 cm.

Underrede

HYDRAULISKT ELLER ELEKTRISKT REGLERBART



Stativ

Helsvetsat pulverlackerat stålroresstativ.

Längd

135 cm (142 cm inkl. hjulpar).

Bredd

42,5 cm på toppen.
61,5 cm mellan baspelarna.
65 cm mellan fotpedalerna på den hydrauliska modellens bredaste ställe.

Höjd

Utan bänk ca 45–81 cm. Med bänk ca 55–91 cm.

Vikt

Ca 33 kg.

Garanti

10 år på stativet, övrigt 2 år.
Gäller vid normalt användande.

Hjul

Ett hjulpar för förflyttning ingår. Låsbara hjul och centrallåsta hjul finns som tillval.

Artikel nr

HYD-00-123 Hydrauliskt
EL-00-123 Elektriskt

Tillval

010-0003 Pappersrullhållare
010-0007 Centrallåsta hjul
010-0008 Separat låsbara hjul

När svenska fotbollslandslaget behövde en lösning som kombinerade stabiliteten och kvaliteten hos Tarsus bärbara bänk, med den smidighet man får med hydraulisk och elektrisk höjning, tog vi fram vårt underrede.

Kombinationen Tarsus bärbara bänk och vårt för marknaden helt unika underrede ger massören två bänkar i en: den bärbara och den stationära.

Samma bärbara bänk som man använder "ute i fält", monteras med enkla handgrepp på det underrede man har hemma, och förvandlar den bärbara bänken till en solid, stationär bänk.

Justeringen av höjden sker hydrauliskt eller elektriskt, beroende på vilken modell man väljer.

Underredet kan anpassas till alla MA, TE och ZON, oavsett bredd, modell och tillverkningsår.